

PROTOCOLOS JETT PLASMA

PROTOSCOLOS JETT PLASMA



Número Sessões: 10

Intervalo: 2 vezes/semana

Energia: 6,7 e 8 (alternando entre as sessões)

Ponteira 3mm

Tempo: 4 min pálpebra superior
4min pálpebra inferior

Ativo: Mezzo Concepti TI – olhos

PROTOSCOLOS JETT PLASMA



Número Sessões: 10

Intervalo: 2 vezes/semana

Energia: 6,7 e 8 (alternando entre as sessões)

Ponteira: Disco

Tempo: 8 min

Ativo: Serum VICAE

PROTOSCOLOS JETT PLASMA



Número Sessões: 5

Intervalo: 2 vezes/semana

Energia: 6,7 e 8 (alternando entre as sessões)

Ponteira: 5mm

Tempo: 5 min

Ativo: Mezzo Concept TI – rugas

PROTOSCOLOS JETT PLASMA



Número Sessões: 10

Intervalo: 2 vezes/semana

Energia: 6,7 e 8 (alternando entre as sessões)

Ponteira: 5mm melasma/ 3mm olhos


Tempo: 8 min cada face

4min pálpebra inferior/superior

Ativo: Mezzo Concepti TI – olhos

Mezzo Concepti TI - manchas

PROTOSCOLOS JETT PLASMA



Número Sessões: 10

Intervalo: 2 vezes/semana

Energia: 6,7 e 8 (alternando entre as sessões)

Ponteira: 5mm melasma/ 3mm olhos

Tempo: 8 min cada face

4min pálpebra inferior/superior

Ativo: Mezzo Concepti TI – olhos

Dr. Spiller – melasma

PROTOSCOLOS JETT PLASMA



Sem Jett Plasma

**Pós imediato com
Jett Plasma**

Número Sessões: 01

Intervalo: imediato

Energia: 7

Ponteira: 5mm pálpebra superior e inferior/ Disco face

Tempo: 8 min face

4min pálpebra superior/inferior

Ativo: Mezzo Concepti TI – olhos

Mezzo Concept TI – rugas

PROTOCOLOS JETT PLASMA



Número Sessões: 01

Intervalo: 30 dias

Energia: 6

Ponteira: Cone método escaneado

Ativo: Fatores de crescimento
manipulado